

**ООО «ВЕТИНСТРУМЕНТ»****МЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЭМ – 100.****Руководство по эксплуатации.**

г. Одесса

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Мельница электрическая лабораторная универсальная ЭМ – 100 предназначена для размола круп (рис, гречка и др.) для детского и диетического питания, а также зерен натурального кофе, соли, сахара, сухарей. Мельница является прибором настольного типа.

Перед включением мельницы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Потребляемая мощность, не более                    | ----- 0,1 кВт                        |
| Напряжение                                         | ----- 220 В                          |
| Частота тока                                       | ----- 50 Гц                          |
| Частота вращения ножа                              | ----- 8000 - 10000 мин <sup>-1</sup> |
| Номинальная загрузка                               | ----- 60 г                           |
| Время непрерывной работы электромельницы, не более | ----- 1 мин                          |
| Масса, не более                                    | ----- 2,5 кг                         |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Электромельница             | ----- 1 шт. |
| Упаковочная коробка         | ----- 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | ----- 1 шт. |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Оберегайте корпус мельницы от ударов, а соединительный шнур от повреждений.

Категорически запрещается включать прибор в сеть при снятой верхней крышке.

Запрещается наливать воду в загрузочную чашу во избежание порчи электродвигателя и поражения электрическим током.

Во избежание преждевременного выхода из строя электродвигателя не рекомендуется включение мельницы без засыпанного продукта в чашу и нарушение режимов работы.

## 5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

Размол продукта осуществляется ножом, вращающимся с большой скоростью в чаше мельницы.

Электромельница состоит из пластикового корпуса, в котором размещены электродвигатель, выключатель и чаша. К корпусу крепится подставка

Включение мельницы осуществляется нажатием и удержанием кнопки.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Откройте крышку путем вращения последней против часовой стрелки.

Засыпьте в чашку номинальное количество продукта, но не менее 10 г.

Устанавливая крышку на место – заверните ее до упора.

Придерживая мельницу за крышку одной рукой, другой нажмите кнопку и удерживайте ее до окончания размола.

Отпустив кнопку, выньте вилку из розетки, и открутив крышку, освободите чашку мельницы от содержимого.

По окончании работы протрите чашку сухой тряпкой.

### **ВНИМАНИЕ!**

Время непрерывной работы электромельницы не должно превышать 60 секунд. Перед каждым последующим помолом необходимо сделать паузу не менее 1 мин.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

При повреждении сетевого шнура замените его в мастерской по ремонту бытовых электроприборов.

## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить электромельницу в сухом, защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте при температуре не ниже  $+1^{\circ}\text{C}$  и не выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .

Не оставляйте электромельницу вблизи открытого огня и горячих предметов.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Электромельница ЭМ-100 соответствует  
ТУ У 33.3-31640374007-2006

Дата выпуска: март 2016 г. Зав. № \_\_\_\_\_

Штамп ОТК



## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Изготовитель гарантирует работу электромельницы при условии соблюдения правил пользования и ухода, указанных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации электромельницы со дня продажи – 12 месяцев.

10.3 Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружены дефекты, возникшие по вине изготовителя, следует отослать изделие с оплатой стоимости пересылки за счет изготовителя по адресу: